



ARTIKELBESCHREIBUNGEN



Kabel
 11 600 269, FW-b-b
 11 600 254, FW-a-b
 12 730 211, HDMI-Kabel
 12 730 530, USB3-Kabel

PC-Karten
 12 730 446, FW-b, Notebook Kit
 12 730 447, FW-b, PCI-Express
 12 730 495, USB3, PCI-Express




MC170 HD
 12 730 465
MC190 HD
 12 730 520

DMC4500
 12 730 517
DMC2900
 12 730 466
DFC295
 12 730 469

DFC3000 G
 11 547 005
DFC450 C
 12 730 412
DFC495
 12 730 471

DFC7000 T
 11 547 106
DFC365 FX
 11 547 004

DFC550
 12 730 455



11 541 512
 (0.35x, 1/3")

10 450 622
 (0.4x, 1/2")

11 541 544
 (0.55x, 1/2")


11 541 543
 (0.7x, 2/3")

11 541 510
 (1x, 1")

| Name | MPixel | Sensor | Größe | Pixel-Größe | Kühlung | Interface | C-Mount* |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|-------------|------------|
| MC170 HD | 5 | CMOS-c | 1/2.3" | 2.35 µm | Nein | USB2+HD | 0.4x-0.5x |
| MC190 HD | 10 | CMOS-c | 1/2.3" | 1.67 µm | Nein | USB2+HD | 0.4x-0.5x |
| DMC2900 | 3 | CMOS-c | 1/2" | 3.2 µm | Nein | USB3 | 0.55x |
| DFC295 | 3 | CMOS-c | 1/2" | 3.2 µm | Nein | FWb | 0.55x |
| DFC7000T | 2.8 | CCD-c | 2/3" | 4.54 µm | Ja | USB3 | 0.7x |
| DMC4500 | 5 | CCD-c | 2/3" | 3.4 µm | Nein | USB3 | 0.7x |
| DFC450 C | 5 | CCD-c | 2/3" | 3.4 µm | Ja | FWb + Sync | 0.55x |
| DFC495 | 8 | CCD-c | 2/3" | 2.7 µm | Ja | FWb + Sync | 0.8x |
| DFC550 | 12.5 | CCD-c | 2/3" | 6.45 µm | Ja | FWb + Sync | 0.7x |
| DFC3000 G | 1.3 | CCD-m | 1/3" | 3.75 µm | Nein | USB3 + Sync | 0.35x-0.4x |
| DFC365 FX | 1.4 | CCD-m | 2/3" | 6.45 µm | Ja | FWb + Sync | 0.7x |

-c: color / -m: monochrom / * empfohlen

Compound 2016/V.1



D-SLR

10 447 319

11 541 038
 0.55x-1.1x

10 446 175
 2.5x

Delta
 11 541 006 1.0x
 11 541 007 0.63x
 11 541 016 0.5x

11 621 500

1
**Verbindung zum Hauptdiagramm
 siehe nächste Seite**

Digitale Kamerasysteme

- 12 730 465 Leica MC170 HD Kamera-Kit
- 12 730 520 Leica MC190 HD Kamera-Kit
- 12 730 517 Leica DMC4500 Kamera-Kit
- 12 730 466 Leica DMC2900 Kamera-Kit
- 12 730 469 Leica DFC295 Kamera-Kit
- 12 730 412 Leica DFC450 C Kamera-Kit
- 12 730 471 Leica DFC495 Kamera-Kit
- 12 730 455 Leica DFC550 Kamera-Kit

- 11 547 005 Leica DFC3000 G Kamera-Kit
- 11 547 004 Leica DFC365 FX Kamera-Kit
- 11 547 106 Leica DFC7000T Kamera-Kit


Zubehör Digitale Kamerasysteme

- 11 600 269 FireWire-Kabel, FW-b-b, 2.5 m, 9- auf 9-Pin
- 11 600 254 FireWire-Kabel, FW-a-b, 2.5 m, 6- auf 9-Pin
- 12 730 211 HDMI-Kabel, 3 m, HDMI 2x Standard-A
- 12 730 530 USB3-Kabel, 3 m Standard-A auf Micro-B
- 12 730 446 FW-b, Notebook Kit (inkl. PCcard Express, Netzteil: 100-240 V, 24 W, Adapter FW-b-a)
- 12 730 447 FW-b, PCI-Express-Karte
- 12 730 495 USB3, PCI-Express-Karte

Fototuben und Kameraadapter


- 10 447 319 Adapter T2, Canon EOS
- 10 446 175 DSLR-Projektiv 2.5x, T2-Gewinde (24x36 mm Sensor)
- 11 621 500 MPV Adapter, HC/Delta
- 11 541 038 Vario C-Mount Adapter 0.55x bis 1.1x – Delta
- 11 541 510 C-Mount Adapter HC 1x, für 1" Digitalkameras
- 11 541 543 C-Mount Adapter HC 0.7x, für 2/3" Digitalkameras
- 11 541 544 C-Mount Adapter HC 0.55x, für 1/2" Digitalkameras
- 10 450 622 C-Mount Adapter HC 0.4x, für 1/2" Digitalkameras
- 11 541 512 C-Mount Adapter HC 0.35x, für 1/3" Digitalkameras

ARTIKELBESCHREIBUNGEN



Kabel
 11 600 269, FW-b-b
 11 600 254, FW-a-b
 12 730 211, HDMI-Kabel
 12 730 530, USB3-Kabel

PC-Karten
 12 730 446, FW-b, Notebook Kit
 12 730 447, FW-b, PCI-Express
 12 730 495, USB3, PCI-Express




MC170 HD
 12 730 465
MC190 HD
 12 730 520

DMC4500
 12 730 411
DMC2900
 12 730 466
DFC295
 12 730 469

DFC3000 G
 11 547 005
DFC450 C
 12 730 412
DFC495
 12 730 471


DFC7000 T
 11 547 106
DFC365 FX
 11 547 004

DFC550
 12 730 455



HC
 11 541 510 1.0x
 11 541 543 0.7x
 11 541 544 0.55x
 10 450 622 0.4x

10 450 317
 1.0x



Delta
 11 541 006 1.0x
 11 541 007 0.63x
 11 541 016 0.5x

10 446 175
 2.5x

10 445 930
 1.0x

10 447 436
 1.6x

Verbindung zum Hauptdiagramm
 siehe nächste Seite

| Name | MPixel | Sensor | Größe | Pixel-Größe | Kühlung | Interface | C-Mount* |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|---------|-------------|------------|
| MC170 HD | 5 | CMOS-c | 1/2.3" | 2.35 µm | Nein | USB2+ HD | 0.4x-0.5x |
| MC190 HD | 10 | CMOS-c | 1/2.3" | 1.67 µm | Nein | USB2+ HD | 0.4x-0.5x |
| DMC2900 | 3 | CMOS-c | 1/2" | 3.2 µm | Nein | USB3 | 0.5x |
| DFC295 | 3 | CMOS-c | 1/2" | 3.2 µm | Nein | FWb | 0.5x |
| DFC7000T | 2.8 | CCD-c | 2/3" | 4.54 µm | Ja | USB3 | 0.63x |
| DMC4500 | 5 | CCD-c | 2/3" | 3.4 µm | Nein | USB3 | 0.63x |
| DFC450 C | 5 | CCD-c | 2/3" | 3.4 µm | Ja | FWb + Sync | 0.5x |
| DFC495 | 8 | CCD-c | 2/3" | 2.7 µm | Ja | FWb + Sync | 0.63x |
| DFC550 | 12.5 | CCD-c | 2/3" | 6.45 µm | Ja | FWb + Sync | 0.63x |
| DFC3000 G | 1.3 | CCD-m | 1/3" | 3.75 µm | Nein | USB3 + Sync | 0.35x-0.4x |
| DFC365 FX | 1.4 | CCD-m | 2/3" | 6.45 µm | Ja | FWb + Sync | 0.7x |

Digitale Kamerasysteme

- 12 730 465 Leica MC170 HD Kamera-Kit
- 12 730 520 Leica MC190 HD Kamera-Kit
- 12 730 517 Leica DMC4500 Kamera-Kit
- 12 730 466 Leica DMC2900 Kamera-Kit
- 12 730 469 Leica DFC295 Kamera-Kit
- 12 730 412 Leica DFC450 C Kamera-Kit
- 12 730 471 Leica DFC495 Kamera-Kit
- 12 730 455 Leica DFC550 Kamera-Kit

- 11 547 005 Leica DFC3000 G Kamera-Kit
- 11 547 004 Leica DFC365 FX Kamera-Kit
- 11 547 106 Leica DFC7000T Kamera-Kit

- 12 730 521 Leica IC90 E Kamera (inkl. USB-Kabel und Leica-Software) nicht empfohlen für MZ10 F / M165 FC / M205 FA
- 12 730 528 Leica Stand-Alone-Kit (HDMI-Kabel, SD-Karte, USB Stromversorgung, RC3-Fernbedienung, Ethernet-Kabel) für IC90 E
- 12 730 229 Hand- oder Fußschalter mit 2 m Kabel für IC90 E

Zubehör Digitale Kamerasysteme

- 11 600 269 FireWire-Kabel, FW-b-b, 2.5 m, 9- auf 9-Pin
- 11 600 254 FireWire-Kabel, FW-a-b, 2.5 m, 6- auf 9-Pin
- 12 730 211 HDMI-Kabel, 3 m, HDMI 2x Standard-A
- 12 730 530 USB3-Kabel, 3 m Standard-A auf Micro-B
- 12 730 446 FW-b, Notebook Kit (inkl. PCcard Express, Netzteil: 100-240 V, 24 W, Adapter FW-b-a)
- 12 730 447 FW-b, PCI-Express-Karte
- 12 730 495 USB3, PCI-Express-Karte

Fototuben und C-Gewinde

- 10 447 319 Adapter T2, Canon EOS
- 10 447 436 DSLR-Tubus 1.6x, T2-Gewinde (APS-C Sensor)
- 10 446 175 DSLR-Projektiv 2.5x, T2-Gewinde (24x36 mm Sensor)
- 10 445 928 Video-Objektiv 0.32x, C-Gewinde für 1/3" Digitalkameras
- 10 450 528 Video-Objektiv 0.5x, C-Gewinde für 1/2" Digitalkameras
- 10 447 367 Video-Objektiv 0.63x, C-Gewinde für 2/3" Digitalkameras
- 10 446 307 Video-Objektiv 0.8x, C-Gewinde für 2/3" Digitalkameras
- 10 445 930 Video-/Foto-Objektiv 1.0x
- 10 450 317 C-Mount-Adapter 1.0x, für HC

-c: color / -m: monochrom / * empfohlen

Stereo 2016/V.1